


Super Slick® 超滑条状分牙圈

每条分牙圈仅供患者单独使用。条状分牙圈末端呈椭圆形，便于手持取下分牙圈。分牙圈呈深蓝色，有利于口内分辨。

353-002 超滑条状分牙圈
25条/袋 (250个)




专利

Sep-A-Rings® 分牙圈

这种分牙圈能有效分开牙齿，便于带环放置。它是由弹性材料制成，呈深蓝色，易于辨认。分牙圈在2-3天内慢慢分开牙齿。

两种型号—小号用于前牙，大号用于后牙。



专利
不阻透射线


Super Slick® 超滑分牙圈

第二代分牙圈表面光滑，更容易放置在紧密接触的牙齿之间。

352-001C 100个小号超滑分牙圈
352-001D 500个小号超滑分牙圈
353-001C 100个大号超滑分牙圈
353-001D 500个大号超滑分牙圈

传统分牙圈

352-000 10个小号普通分牙圈
352-000C 100个小号普通分牙圈
353-000 10个大号普通分牙圈
353-000C 100个大号普通分牙圈



陈列盒指环架

指环可与TP任何辅助装置的陈列盒配套使用，操作者可戴在手指上，便于单独工作时使用。

208-100 陈列盒指环架
5个/袋



Stickyring® 结扎圈指环

Stickyring结扎圈指环可简化放置结扎圈的操作过程。

100-470 结扎圈指环
10个/包



专利