

## Original Reflex® 镍钛丝

Reflex镍钛丝具有超弹性，可产生柔和持久的力，治疗中保证患者舒适度的前提下，使牙齿有效地移动。

Reflex弓丝超群的柔韧性使其在矫治错位严重的前牙时，弓丝即使直接入槽也不会发生永久的变形或折断。弓丝经过高度抛光，摩擦力小，托槽可自由滑动。

Reflex的圆丝和方丝有多种弓形和尺寸可供选择，每根弓丝的中线都已明显标记，三线标记的是上颌弓丝，单线标记的是下颌弓丝。摇椅记忆弓丝的上下颌中线分别标记为黑色和红色。



## 4.5 m (15 ft.) 卷装丝

弓丝尺寸	产品代码
0.36mm (.014")	<b>382-114</b>
0.41mm (.016")	<b>382-116</b>

1卷/袋

弓丝尺寸	平直弓形		方圆形		卵圆形		宽型	
	上颌	下颌	上颌	下颌	上颌	下颌	上颌	下颌
0.30mm (.012")	<b>381-259</b>	<b>381-258</b>	<b>381-183</b>	<b>381-182</b>	<b>383-531</b>	<b>383-530</b>	<b>381-211</b>	<b>381-212</b>
0.36mm (.014")	<b>381-261</b>	<b>381-260</b>	<b>381-159</b>	<b>381-158</b>	<b>383-533</b>	<b>383-532</b>	<b>381-213</b>	<b>381-214</b>
0.41mm (.016")	<b>381-263</b>	<b>381-262</b>	<b>381-165</b>	<b>381-164</b>	<b>383-535</b>	<b>383-534</b>		
0.46mm (.018")	<b>381-265</b>	<b>381-264</b>	<b>381-167</b>	<b>381-166</b>	<b>383-537</b>	<b>383-536</b>		
0.51mm (.020")	<b>381-267</b>	<b>381-266</b>	<b>381-169</b>	<b>381-168</b>	<b>383-539</b>	<b>383-538</b>		
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-269</b>	<b>381-268</b>	<b>381-179</b>	<b>381-178</b>	<b>383-541</b>	<b>383-540</b>		
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-271</b>	<b>381-270</b>	<b>381-171</b>	<b>381-170</b>	<b>383-543</b>	<b>383-542</b>	<b>381-223</b>	<b>381-224</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-273</b>	<b>381-272</b>	<b>381-173</b>	<b>381-172</b>	<b>383-545</b>	<b>383-544</b>		
0.46 x 0.46mm (.018" x .018")	<b>381-277</b>	<b>381-276</b>	<b>381-181</b>	<b>381-180</b>	<b>383-547</b>	<b>383-546</b>		
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-279</b>	<b>381-278</b>	<b>381-187</b>	<b>381-186</b>	<b>383-549</b>	<b>383-548</b>	<b>381-229</b>	<b>381-230</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-275</b>	<b>381-274</b>	<b>381-175</b>	<b>381-174</b>	<b>383-551</b>	<b>383-550</b>		
0.51 x 0.51mm (.020" x .020")	<b>381-281</b>	<b>381-280</b>	<b>381-188</b>	<b>381-189</b>	<b>383-553</b>	<b>383-552</b>		
0.55 x 0.64mm (.0215" x .025")	<b>381-283</b>	<b>381-282</b>	<b>381-177</b>	<b>381-176</b>	<b>383-555</b>	<b>383-554</b>	<b>381-235</b>	<b>381-236</b>

弓丝尺寸	摇椅记忆弓丝		Bio-Arch I	Bio-Arch II	Bio-Arch III	Bio-Arch V
	上颌	下颌				
0.30mm (.012")	<b>381-550</b>	<b>381-551</b>	<b>387-130</b>	<b>387-143</b>	<b>387-156</b>	<b>387-182</b>
0.36mm (.014")	<b>381-552</b>	<b>381-553</b>	<b>387-131</b>	<b>387-144</b>	<b>387-157</b>	<b>387-183</b>
0.41mm (.016")	<b>381-500</b>	<b>381-501</b>	<b>387-132</b>	<b>387-145</b>	<b>387-158</b>	<b>387-184</b>
0.46mm (.018")	<b>381-502</b>	<b>381-503</b>	<b>387-133</b>	<b>387-146</b>	<b>387-159</b>	<b>387-185</b>
0.51mm (.020")	<b>381-554</b>	<b>381-555</b>	<b>387-134</b>	<b>387-147</b>	<b>387-160</b>	<b>387-186</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-556</b>	<b>381-557</b>	<b>387-135</b>	<b>387-148</b>	<b>387-161</b>	<b>387-187</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-504</b>	<b>381-505</b>	<b>387-136</b>	<b>387-149</b>	<b>387-162</b>	<b>387-188</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-506</b>	<b>381-507</b>	<b>387-137</b>	<b>387-150</b>	<b>387-163</b>	<b>387-189</b>
0.46 x 0.46mm (.018" x .018")	<b>381-558</b>	<b>381-559</b>	<b>387-138</b>	<b>387-151</b>	<b>387-164</b>	<b>387-190</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-560</b>	<b>381-561</b>	<b>387-139</b>	<b>387-152</b>	<b>387-165</b>	<b>387-191</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-508</b>	<b>381-509</b>	<b>387-140</b>	<b>387-153</b>	<b>387-166</b>	<b>387-192</b>
0.51 x 0.51mm (.020" x .020")	<b>381-562</b>	<b>381-563</b>	<b>387-141</b>	<b>387-154</b>	<b>387-167</b>	<b>387-193</b>
0.55 x 0.64mm (.0215" x .025")	<b>381-564</b>	<b>381-565</b>	<b>387-142</b>	<b>387-155</b>	<b>387-168</b>	<b>387-194</b>


10根/包

# Original Reflex<sup>®</sup> 镍钛丝

## 带中央曲

带中央曲的Reflex镍钛丝具有镍钛丝的所有特性和优点。中线处的小弯曲可防止弓丝左右滑动。中央曲呈水平向，不易察觉。

上颌弓丝曲的宽度为4.5mm (.178")，下颌弓丝曲的宽度为3.2mm (.124")。



专利

弓丝尺寸	平直弓形		方圆形		卵圆形	
	上颌	下颌	上颌	下颌	上颌	下颌
0.30mm (.012")	<b>381-405</b>	<b>381-404</b>	<b>381-387</b>	<b>381-386</b>	<b>383-501</b>	<b>383-500</b>
0.36mm (.014")	<b>381-407</b>	<b>381-406</b>	<b>381-389</b>	<b>381-388</b>	<b>383-503</b>	<b>383-502</b>
0.41mm (.016")	<b>381-375</b>	<b>381-374</b>	<b>381-367</b>	<b>381-366</b>	<b>383-505</b>	<b>383-504</b>
0.46mm (.018")	<b>381-377</b>	<b>381-376</b>	<b>381-369</b>	<b>381-368</b>	<b>383-507</b>	<b>383-506</b>
0.51mm (.020")	<b>381-409</b>	<b>381-408</b>	<b>381-391</b>	<b>381-390</b>	<b>383-509</b>	<b>383-508</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-411</b>	<b>381-410</b>	<b>381-393</b>	<b>381-392</b>	<b>383-511</b>	<b>383-510</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-379</b>	<b>381-378</b>	<b>381-371</b>	<b>381-370</b>	<b>383-513</b>	<b>383-512</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-381</b>	<b>381-380</b>	<b>381-373</b>	<b>381-372</b>	<b>383-515</b>	<b>383-514</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-413</b>	<b>381-412</b>	<b>381-395</b>	<b>381-394</b>	<b>383-517</b>	<b>383-516</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-415</b>	<b>381-414</b>	<b>381-401</b>	<b>381-400</b>	<b>383-519</b>	<b>383-518</b>
0.55 x 0.64mm (.0215" x .025")	<b>381-417</b>	<b>381-416</b>	<b>381-403</b>	<b>381-402</b>	<b>383-521</b>	<b>383-520</b>

弓丝尺寸	摇椅记忆弓丝		Bio-Arch I	Bio-Arch II	Bio-Arch III	Bio-Arch V
	上颌	下颌				
0.30mm (.012")	<b>381-520</b>	<b>381-521</b>	<b>387-070</b>	<b>387-081</b>	<b>387-092</b>	<b>387-114</b>
0.36mm (.014")	<b>381-522</b>	<b>381-523</b>	<b>387-071</b>	<b>387-082</b>	<b>387-093</b>	<b>387-115</b>
0.41mm (.016")	<b>381-524</b>	<b>381-525</b>	<b>387-072</b>	<b>387-083</b>	<b>387-094</b>	<b>387-116</b>
0.46mm (.018")	<b>381-526</b>	<b>381-527</b>	<b>387-073</b>	<b>387-084</b>	<b>387-095</b>	<b>387-117</b>
0.51mm (.020")	<b>381-528</b>	<b>381-529</b>		<b>387-085</b>	<b>387-096</b>	<b>387-118</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-530</b>	<b>381-531</b>	<b>387-075</b>	<b>387-086</b>	<b>387-097</b>	<b>387-119</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-532</b>	<b>381-533</b>	<b>387-076</b>	<b>387-087</b>	<b>387-098</b>	<b>387-120</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-534</b>	<b>381-535</b>	<b>387-077</b>	<b>387-088</b>	<b>387-099</b>	<b>387-121</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-536</b>	<b>381-537</b>	<b>387-078</b>	<b>387-089</b>	<b>387-100</b>	<b>387-122</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-538</b>	<b>381-539</b>	<b>387-079</b>	<b>387-090</b>	<b>387-101</b>	<b>387-123</b>
0.55 x 0.64mm (.0215" x .025")	<b>381-540</b>	<b>381-541</b>	<b>387-080</b>	<b>387-091</b>	<b>387-102</b>	<b>387-124</b>

10根/包

# Reflex® 热激活镍钛丝


热激活镍钛丝可提供持久的力来移动牙齿，这种热激活弓丝的独特性质，既能提供合适的矫治力，又能长期使用也不会发生力的衰减。

弓丝在室温下柔软，在体温下具有高度弹性。当弓丝在口内结扎时，体温激活弓丝恢复至预制时的弓形。热激活弓丝适用于严重错位的牙齿，并能进行较长距离的牙齿移动。

激活温度:

- 圆丝 = 78.8°F (26°C) 至 89.6°F (32°C)
- 方丝 = 84.2°F (29°C) 至 95°F (35°C)

为方便快速辨别，弓丝标记中线位置。三线的是上颌弓丝，单线的是下颌弓丝。摇椅记忆弓丝的上颌标记为黑色，下颌标记为红色。



弓丝尺寸	平直弓形		方圆形		卵圆形	
	上颌	下颌	上颌	下颌	上颌	下颌
0.30mm (.012")	<b>381-789</b>	<b>381-788</b>	<b>381-799</b>	<b>381-798</b>	<b>383-631</b>	<b>383-630</b>
0.36mm (.014")	<b>381-821</b>	<b>381-820</b>	<b>381-801</b>	<b>381-800</b>	<b>383-633</b>	<b>383-632</b>
0.41mm (.016")	<b>381-823</b>	<b>381-822</b>	<b>381-803</b>	<b>381-802</b>	<b>383-635</b>	<b>383-634</b>
0.46mm (.018")	<b>381-825</b>	<b>381-824</b>	<b>381-805</b>	<b>381-804</b>	<b>383-637</b>	<b>383-636</b>
0.51mm (.020")	<b>381-791</b>	<b>381-790</b>	<b>381-813</b>	<b>381-812</b>	<b>383-639</b>	<b>383-638</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-793</b>	<b>381-792</b>	<b>381-815</b>	<b>381-814</b>	<b>383-641</b>	<b>383-640</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-827</b>	<b>381-826</b>	<b>381-807</b>	<b>381-806</b>	<b>383-643</b>	<b>383-642</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-829</b>	<b>381-828</b>	<b>381-809</b>	<b>381-808</b>	<b>383-645</b>	<b>383-644</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-831</b>	<b>381-830</b>	<b>381-811</b>	<b>381-810</b>	<b>383-647</b>	<b>383-646</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-795</b>	<b>381-794</b>	<b>381-817</b>	<b>381-816</b>	<b>383-649</b>	<b>383-648</b>
0.53 x 0.64mm (.021" x .025")	<b>381-797</b>	<b>381-796</b>	<b>381-819</b>	<b>381-818</b>	<b>383-651</b>	<b>383-650</b>


弓丝尺寸	摇椅记忆弓丝		Bio-Arch I	Bio-Arch II	Bio-Arch III	Bio-Arch IV	Bio-Arch V
	上颌	下颌					
0.30mm (.012")	<b>381-600</b>	<b>381-601</b>	<b>387-260</b>	<b>387-271</b>	<b>387-282</b>	<b>387-293</b>	<b>387-304</b>
0.36mm (.014")	<b>381-602</b>	<b>381-603</b>	<b>387-261</b>	<b>387-272</b>	<b>387-283</b>	<b>387-294</b>	<b>387-305</b>
0.41mm (.016")	<b>381-604</b>	<b>381-605</b>	<b>387-262</b>	<b>387-273</b>	<b>387-284</b>	<b>387-295</b>	<b>387-306</b>
0.46mm (.018")	<b>381-606</b>	<b>381-607</b>	<b>387-263</b>	<b>387-274</b>	<b>387-285</b>	<b>387-296</b>	<b>387-307</b>
0.51mm (.020")	<b>381-608</b>	<b>381-609</b>	<b>387-264</b>	<b>387-275</b>	<b>387-286</b>	<b>387-297</b>	<b>387-308</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-610</b>	<b>381-611</b>	<b>387-265</b>	<b>387-276</b>	<b>387-287</b>	<b>387-298</b>	<b>387-309</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-612</b>	<b>381-613</b>	<b>387-266</b>	<b>387-277</b>	<b>387-288</b>	<b>387-299</b>	<b>387-310</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-614</b>	<b>381-615</b>	<b>387-267</b>	<b>387-278</b>	<b>387-289</b>	<b>387-300</b>	<b>387-311</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-616</b>	<b>381-617</b>	<b>387-268</b>	<b>387-279</b>	<b>387-290</b>	<b>387-301</b>	<b>387-312</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-618</b>	<b>381-619</b>	<b>387-269</b>	<b>387-280</b>	<b>387-291</b>	<b>387-302</b>	<b>387-313</b>
0.53 x 0.64mm (.021" x .025")	<b>381-620</b>	<b>381-621</b>	<b>387-270</b>	<b>387-281</b>	<b>387-292</b>	<b>387-303</b>	<b>387-314</b>

10根/包

# Reflex® 热激活镍钛丝 带中央曲

镍钛丝中线处的中央弯曲，可防止弓丝左右滑动。这个弯曲呈水平方向，不易察觉，使外表更加美观。

上颌弓丝曲的宽度为4.5mm (.178")，下颌弓丝曲的宽度为3.2mm (.124")。



弓丝尺寸	方圆形		卵圆形	
	上颌	下颌	上颌	下颌
0.30mm (.012")	<b>381-863</b>	<b>381-862</b>	<b>383-601</b>	<b>383-600</b>
0.36mm (.014")	<b>381-865</b>	<b>381-864</b>	<b>383-603</b>	<b>383-602</b>
0.41mm (.016")	<b>381-833</b>	<b>381-832</b>	<b>383-605</b>	<b>383-604</b>
0.46mm (.018")	<b>381-835</b>	<b>381-834</b>	<b>383-607</b>	<b>383-606</b>
0.51mm (.020")	<b>381-867</b>	<b>381-866</b>	<b>383-609</b>	<b>383-608</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-869</b>	<b>381-868</b>	<b>383-611</b>	<b>383-610</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-837</b>	<b>381-836</b>	<b>383-613</b>	<b>383-612</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-839</b>	<b>381-838</b>	<b>383-615</b>	<b>383-614</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-871</b>	<b>381-870</b>	<b>383-617</b>	<b>383-616</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-873</b>	<b>381-872</b>	<b>383-619</b>	<b>383-618</b>
0.53 x 0.64mm (.021" x .025")	<b>381-875</b>	<b>381-874</b>	<b>383-621</b>	<b>383-620</b>

弓丝尺寸	摇椅记忆弓丝		Bio-Arch I	Bio-Arch II	Bio-Arch III	Bio-Arch IV	Bio-Arch V
	上颌	下颌					
0.30mm (.012")	<b>381-570</b>	<b>381-571</b>	<b>387-200</b>	<b>387-211</b>	<b>387-222</b>	<b>387-233</b>	<b>387-244</b>
0.36mm (.014")	<b>381-572</b>	<b>381-573</b>	<b>387-201</b>	<b>387-212</b>	<b>387-223</b>	<b>387-234</b>	<b>387-245</b>
0.41mm (.016")	<b>381-574</b>	<b>381-575</b>	<b>387-202</b>	<b>387-213</b>	<b>387-224</b>	<b>387-235</b>	<b>387-246</b>
0.46mm (.018")	<b>381-576</b>	<b>381-577</b>	<b>387-203</b>	<b>387-214</b>	<b>387-225</b>	<b>387-236</b>	<b>387-247</b>
0.51mm (.020")	<b>381-578</b>	<b>381-579</b>	<b>387-204</b>	<b>387-215</b>	<b>387-226</b>	<b>387-237</b>	<b>387-248</b>
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	<b>381-580</b>	<b>381-581</b>	<b>387-205</b>	<b>387-216</b>	<b>387-227</b>	<b>387-238</b>	<b>387-249</b>
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	<b>381-582</b>	<b>381-583</b>	<b>387-206</b>	<b>387-217</b>	<b>387-228</b>	<b>387-239</b>	<b>387-250</b>
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	<b>381-584</b>	<b>381-585</b>	<b>387-207</b>	<b>387-218</b>	<b>387-229</b>	<b>387-240</b>	<b>387-251</b>
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	<b>381-586</b>	<b>381-587</b>	<b>387-208</b>	<b>387-219</b>	<b>387-230</b>	<b>387-241</b>	<b>387-252</b>
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	<b>381-588</b>	<b>381-589</b>	<b>387-209</b>	<b>387-220</b>	<b>387-231</b>	<b>387-242</b>	<b>387-253</b>
0.53 x 0.64mm (.021" x .025")	<b>381-590</b>	<b>381-591</b>	<b>387-210</b>	<b>387-221</b>	<b>387-232</b>	<b>387-243</b>	<b>387-254</b>

10根/包