

隐形弓丝

TP公司的隐形弓丝与陶瓷托槽配套使用，效果十分完美。其唇侧表面涂有一层很薄的牙色漆，使其看起来更自然。隐形弓丝托槽槽沟的接触面并无涂漆，因此其摩擦力并不会增大，可保证钢丝沿着槽沟自由滑动。

其他品牌的隐形弓丝所有的侧面都涂有涂层，这样增大了钢丝的摩擦力和尺寸。如：尺寸为0.43 x 0.56mm (.017" x .022")的弓丝会由于厚的涂层而使尺寸变为0.48 x 0.64mm (.019" x .025")。

TP弓丝的隐形弓丝有各种弓形和弓丝种类可选。

隐形弓丝由医用袋包装，每根丝独立密封在方便的透明无菌袋里，每盒10根。



隐形丝搭配InVu陶瓷托槽

名称	产品型号
隐形弓丝套装	381-200W

下列高光显示的隐形弓丝尺寸为单人套装中所含有的尺寸。

Reflex[®] 镍钛隐形弓丝



方圆形

尺寸	方圆形	
	上颌	下颌
0.30mm (.012")	381-183W	381-182W
0.36mm (.014")	381-159W	381-158W
0.41mm (.016")	381-165W	381-164W
0.46mm (.018")	381-167W	381-166W
0.51mm (.020")	381-169W	381-168W
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	381-179W	381-178W
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	381-171W	381-170W
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	381-173W	381-172W
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	381-187W	381-186W
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	381-175W	381-174W
0.55 x 0.64mm (.0215" x .025")	381-177W	381-176W

10根/包

Shiny Bright[®] 不锈钢隐形弓丝



方圆形

尺寸	方圆形	
	上颌	下颌
0.41mm (.016")	381-063W	381-064W
0.46mm (.018")	381-065W	381-066W
0.51mm (.020")	381-067W	381-068W
0.41 x 0.41mm (.016" x .016")	381-081W	381-080W
0.41 x 0.56mm (.016" x .022")	381-083W	381-082W
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	381-085W	381-084W
0.46 x 0.64mm (.018" x .025")	381-087W	381-086W
0.48 x 0.64mm (.019" x .025")	381-089W	381-088W
0.55 x 0.64mm (.0215" x .025")	381-193W	381-194W
0.55 x 0.71mm (.0215" x .028")	381-191W	381-192W

10根/包

Reflex[®] 八股镍钛隐形弓丝[†]



宽型

卵圆形

尺寸	宽型		卵圆形	
	上颌	下颌	上颌	下颌
0.43 x 0.64mm (.017" x .025")	381-310W	381-311W	381-322W	381-323W

10根/包

[†]订购单根弓丝可在产品型号前加“U”