



## 粘结底板

粘结底板的外形完全符合磨牙的颊面形态，其近远中向和颌龈向的轮廓与磨牙颊面达到最大程度的贴合，确保提供最大的粘结力。粘结底板上有一个颌向的凹槽，正好与第一磨牙颊沟形态一致，这种设计有助于粘结过程中的准确定位，以及增强粘结强度。上磨牙颊管凹槽位于底板正中，下磨牙颊管凹槽的位置则偏近中。

### 第一磨牙

颊管的长度为6.60mm (.260")，高度为3.55mm (.140")。

### 第二磨牙

颊管的长度为4.60mm (.182") 高度为3.43mm (.135")。



## 超薄颊面管

最小化咬合干扰，最大化粘结保证

NEW

漏斗状插孔方向方便插入弓丝

美国总部：100 Center Plaza  
La Porte, IN 46350-9672 USA  
800-348-8856

中国子公司：托博正畸器械（无锡）有限公司  
江苏无锡市蠡园经济开发区A2二楼  
邮编 214072  
电话：0510-85163367-9000  
传真 0510-85165272



简单而准确的定位  
贴合颊面  
提高舒适度



超薄颊面管独特的智能设计使定位更准确，贴合度更高更牢固。在提高病人舒适度的同时最小化咬合干扰。粘结底板与颊面贴合更紧密。

超薄更舒适  
最小化咬合干扰  
漏斗状插孔，方便弓丝插入  
箭头标识方便准确定位  
独一无二的PrimeKote涂层

**PrimeKote**<sup>®</sup>

超薄颊面管底板运用专利的PrimeKote技术，可在托槽底板和粘结表面提供超强粘接力。

PrimeKote可提高粘接力并具有防潮的功能。

PrimeKote技术使粘结剂大部分粘附在颊管底板。

TPOrtho.asia

## 超薄颊管

### 单管颊管

#### 6|6 上颌第一磨牙—超薄

颊管规格	颊管长度	转矩	轴倾角	远中补偿角	左/右	焊接型	粘结型
0.46 x 0.64 mm (.018" x .025")	4.0	-10°	0°	0°	L	<b>391-738</b>	<b>391-742</b>
					R	<b>391-739</b>	<b>391-743</b>
	4.5	-14°	0°	10°	L	<b>391-930</b>	<b>391-934</b>
					R	<b>391-931</b>	<b>391-935</b>
0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")	4.0	-10°	0°	0°	L	<b>391-740</b>	<b>391-746</b>
					R	<b>391-741</b>	<b>391-747</b>
	4.5	-14°	0°	10°	L	<b>391-932</b>	<b>391-936</b>
					R	<b>391-933</b>	<b>391-937</b>

10个/包



第一磨牙颊管不含补偿

#### 6|6 下颌第一磨牙—超薄

颊管规格	颊管长度	转矩	轴倾角	远中补偿角	左/右	焊接型	粘结型
0.46 x 0.64 mm (.018" x .025")	4.0	-10°	0°	0°	L	<b>391-739</b>	<b>391-748</b>
					R	<b>391-738</b>	<b>391-749</b>
	4.5	-20°	0°	0°	L	<b>391-814</b>	<b>391-816</b>
					R	<b>391-815</b>	<b>391-817</b>
0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")	4.0	-25°	0°	0°	L	<b>391-938</b>	<b>391-942</b>
					R	<b>391-939</b>	<b>391-943</b>
	4.5	-10°	0°	0°	L	<b>391-741</b>	<b>391-750</b>
					R	<b>391-740</b>	<b>391-751</b>
	4.0	-20°	0°	0°	L	<b>391-820</b>	<b>391-822</b>
					R	<b>391-821</b>	<b>391-823</b>
	4.5	-25°	0°	0°	L	<b>391-940</b>	<b>391-944</b>
					R	<b>391-941</b>	<b>391-945</b>

10个/包

#### 7|7 上颌第二磨牙—超薄

颊管规格	颊管长度	转矩	轴倾角	远中补偿角	左/右	焊接型	粘结型
0.46 x 0.64 mm (.018" x .025")	3.2	-14°	0°	10°	L	<b>391-946</b>	<b>391-950</b>
					R	<b>391-947</b>	<b>391-951</b>
0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")	3.2	-14°	0°	10°	L	<b>391-948</b>	<b>391-952</b>
					R	<b>391-949</b>	<b>391-953</b>

10个/包



第二磨牙颊管含补偿

#### 7|7 下颌第二磨牙—超薄

颊管规格	颊管长度	转矩	轴倾角	远中补偿角	左/右	焊接型	粘结型
0.46 x 0.64 mm (.018" x .025")	3.2	-25°	0°	5°	L	<b>391-954</b>	<b>391-958</b>
					R	<b>391-955</b>	<b>391-959</b>
0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")		-25°	0°	5°	L	<b>391-956</b>	<b>391-960</b>
					R	<b>391-957</b>	<b>391-961</b>

10个/包